



## Parafilm

1 Rolo 10 x 3800 cm (4x125)

Ref: PM996

### Resumo

Filme, auto-selante, de laboratório, termoplástico, 4 polegadas x 125 pés, 10,2 cm x 38 (largura x comprimento), elástico bidirecional, altamente elástico, projetado para vedação hermética e à prova de humidade, forma uma vedação completamente estanque mesmo em áreas e formatos irregulares, intercalado com papel para evitar aderência, fornecido em rolo único montado em caixa dispensadora de papelão, incolor, semitransparente. Pacote com 1, Amcor, Bemis, Parafilm M, PM-996.

### Descrição Geral:

Parafilm M é um filme flexível de vedação para laboratório que contém uma mistura patenteada de ceras e poliolefinas num revestimento de papel removível.

### Características:

Parafilm M é altamente insensível à água, perda e absorção de humidade, mas é permeável ao oxigénio e dióxido de carbono. O Parafilm M estica mais de 350% do seu comprimento original e é autovedante, permitindo que se fixe em superfícies e formas irregulares. Essas propriedades únicas tornam o ideal para proteger o conteúdo de tubos de ensaio, frascos, placas de Petri, bem como um invólucro para tampas de segurança e rolhas.

### Efeitos com Reagentes Comuns:

O Parafilm M é resistente a muitas substâncias polares até 48 horas. Após esse período, pode ocorrer alguma fragilidade. Não é recomendado para uso com solventes alifáticos ou aromáticos clorados ou não polares.

### Revestimento de papel removível (folha deslizante):

Dada a natureza das matérias-primas, uma folha de papel vegetal é entrelaçada para evitar que as camadas se colem. Esta folha foi projetada para ser removida e descartada de forma adequada após a liberação do Parafilm M do rolo. O nível de aderência entre o Parafilm M e a folha pode variar e não indica um problema de qualidade nem afeta o desempenho do material Parafilm® M. Para melhores resultados, o Parafilm M deve ser armazenado de acordo com as instruções abaixo.

### Condições de Armazenamento:

Temperaturas de 7 °C a 32 °C (45 °F a 90 °F) e humidade relativa de 35% a 55% são desejáveis. Evite temperaturas extremas de calor e frio. Armazene os produtos em ambiente fresco, seco e limpo, a vários centímetros do chão. Proteja os produtos da luz solar direta, calor e humidade e mantenha-os na embalagem original até o momento do uso. Sob as condições de armazenamento mencionadas acima, esperamos que o Parafilm® M tenha uma vida útil indeterminada.

### Propriedades Fisiológicas:

Cor - natural (semi-transparente)

Toxicidade - não tóxico

### Fichas de Dados de Segurança (SDS):

Parafilm M não é perigoso e está isento dos requisitos de Fichas de Dados de Segurança.